

卤素水分仪

产品说明：

腾瑞智科提供的卤素水分仪这是一种最新型快速水分测定仪器，可用来测定任何物质的水分含量（通过加热发生危险化学反应的物质除外），仪器测量样品重量的同时，卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中，仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%，干燥完成后，最终测定的水分含量锁定。

卤素水分仪可用于一切需要快速测量水分的行业，如医药、粮食、烟草、化工、茶叶、食品、纺织、农林等。



产品特点：



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 采用热解重量原理设计按切换键可观察水分值、重量初始值、起始值、测试时间等数据
- 触摸屏控制
- 可以通过计算机将测试水分数据结果打印
- 可通过选配的打印机直接将测试水分数据结果打印

订购信息：

型号	TR	TR	TR	TR	TR	TR
	1392/1005MB	1392/1005MA	1392/1102MB	1392/1102MA	1392/1203MB	1392/1203MA
称重范围	0.005—100g		0.002—110g		0.001—120g	
水分可读性	0.02%		0.01%		0.01%	
测试范围	0.02%—100.00%		0.01%—100.00%		0.01%—100.00%	
称重传感器	国产	德国 HBM	国产	德国 HBM	国产	德国 HBM
加热温度	180℃	200℃	180℃	200℃	180℃	200℃
数显存储	10 组	20 组	10 组	20 组	10 组	20 组
样品盘尺寸	Φ 85mm（材料铝，可反复清洗使用）					
测试方式	自动/手动/定时					
测试数据	含水率、干湿比（固含量）、重量（干燥前和干燥后），湿重率，回潮率					
通信接口	标准 RS232 接口					
波特率	9600/S 比特					
供电电源	电压 220V±10% 频率 50HZ±1HZ					
显示器	5 寸触摸屏显示屏					
尺寸	产品尺寸：370mmx215mmx195mm 外箱尺寸：445mmx300mmx330mm					
净重/毛重	3.5kg/4.5kg					
标准配件	水分分析仪主机 1 台，防风罩 1 个，样品盘托架 1 个，三角支架 1 个，100g 砝码 1 个，铝样品盘 5 个，电源线 1 根，产品说明书 1 本，产品合格证 1 份					



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基
