

## 悬臂式电动搅拌器

### 产品说明:

悬臂式电动搅拌器适用于实验室低、中、高粘度液体的混合搅拌。搅拌主机采用优质工程塑胶为机体，运行状态稳定；输出端应用变速增力机构，输出扭矩成倍增加；运行转速可按实验所需任意设定，数字显示直观的搅拌转速，确保数据采集准确。内置软起动、自动过载保护，全程恒功补偿等特性。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

### 产品详情:

- LCD 液晶显示设定转速及实际转速，直观清晰
- 直流永磁电机，低噪音，免维护，运行平稳
- 恒定转速，可根据样品粘度变化自动调整扭矩
- 采用开放式机架，适用于多种容器
- 可调式搅拌棒夹头，装卸简便
- 过载自动停止，保障运行安全
- 启动平稳，有效防止样品溢出
- 自动记忆最终设定的工作参数, 多段式编程控制

### 订购信息

| 型号   | TR 2030/1 | TR 2030/2 | TR 2030/3 |
|------|-----------|-----------|-----------|
| 电压   | 100-240V  | 100-240V  | 100-240V  |
| 频率   | 50 或 60Hz | 50 或 60Hz | 50 或 60Hz |
| 功率   | 72w       | 120w      | 240w      |
| 显示方式 | LCD 显示    | LCD 显示    | LCD 显示    |



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

|            |                   |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 转速范围       | 100-2000rpm       | 100-2000rpm       | 100-2000rpm       |
| 转速控制精度     | ±10rpm            | ±10rpm            | ±10rpm            |
| 最大搅拌量      | 20L               | 40L               | 60L               |
| 建议搅拌量      | 5L                | 10L               | 15L               |
| 搅拌最大粘度     | 10000mPa · s      | 20000mPa · s      | 30000mPa · s      |
| 升降行程       | 300-600mm         | 300-600mm         | 300-600mm         |
| 电机类型       | 直流永磁电机            | 直流永磁电机            | 直流永磁电机            |
| 定时范围       | 0-99h59min        | 0-99h59min        | 0-99h59min        |
| 净重 kg      | 8kg               | 9kg               | 10kg              |
| 产品尺寸 LxWxH | 325mmx215mmx600mm | 325mmx215mmx600mm | 325mmx215mmx600mm |