



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

罗维朋比色计

产品特点:

- 特别适合自动测量食用油颜色
- 可测量 Lovibond®RYBN 罗维朋色泽、AOCS RY、Lovibond RY10:1 , 叶绿素 , β 胡萝卜素
- 确保符合相关国际标准和行业标准
- 可测量高温样品 (内置加热器)
- 实时显示样品温度, 避免结晶状态下测量
- 方便简易的集成操作系统
- 耐化学腐蚀外壳, 适于食用油精炼厂长期、连续使用 铝制外壳, 100%可循环利用, 符合可持续发展要求 密封、易更换的样品测量池
- 新技术让仪器具有更高的分辨率、重复性、可靠性和精确性



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数:

测试方法	分光计
光源	卤钨灯
波长	380 -780nm
光度测量范围	0 - 100%T
波长精度	0.2nm
光谱带宽	< 15nm
光度计线性	±0.01%T
波长选择	软件自动选择
杂散光	<0.01%T
重复性	±0.5 %T
检测器	分光计
外壳	铝
尺寸	301mm W x 152mm H x 331mm D
重量	5.16kg
操作环境	最大 90%相对湿度 (无凝结); +5 ~ +40° C
存储环境	最大 90%相对湿度 (无凝结); -20 ~ +85° C
电源	190 -240V
数据接口	USB , RS232
认证	CE
操作语言	中文 , 英语 , 法语 , 德语 , 意大利语 , 西 班 牙语 , 葡萄牙语 , 俄语 , 日语



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

标准色标:

Lovibond® RYBN	AOCS Cc 13e , AOCS Cc 13j , ISO 15305 , MS252 : Part 16 , IP17 Method A	标准配置: 主机、电源、快速操作指南、 USB 存储卡、标准滤光片、 1 英寸比色皿、 5.25 英寸比色皿
Lovibond RY10: 1	GB/T 22460, ISO 15305	
AOCS RY	AOCS Cc 13b -45 , AOCS Cc 8d - 55 , AOCS Cc 13j -97	

订购信息:

TR 1308—罗维朋比色计