


激光粒度分布仪



产品说明:

测试国际标准样品的准确性：测试亚微米和微米的国际标准样品，结果与标称值高度一致。

国际标 准 样 (Duke) 标称值	BT-9300SE 实测值
Nanosphere TM Size Standards 400nm	398nm
Duke Standards TM 15 μ m	14. 97 μ m



应用领域:

- 药品、锂电池正负极材料、石墨、重钙、滑石粉、高岭土、氧化铝、涂料等
- 其余非金属矿粉：如轻钙、硅灰石、水镁石、重晶石、云母粉、膨润土、硅藻土、黏土、二氧化硅、石榴石、硅酸锆、氧化锆、氧化镁、氧化锌等
- 其余各种金属粉：如锌粉、钼粉、钨粉、镁粉、铜粉以及稀土金属粉、合金粉等
- 其它粉体：如催化剂、荧光粉、水泥、磨料、食品、染料、河流泥沙、陶瓷原料、化工材料、纳米材料、造



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

纸填料涂料、各种乳液等

产品参数：

项目	性能指标	项目	性能指标
测量范围	0.1-1000 μm	分辨率	A 级(JJF 1211-2008)
重复性误差	$\leq 1\%$ (国标样 D50 偏差)	自动测试	自动对中、自动测试、自动清洗
准确性误差	$\leq 1\%$ (国标样 D50 偏差)	循环系统	水：600ml，流量 3000-8000ml/min； 溶剂：80 或 200ml，流量 1500-4000ml/min
激光器	进口半导体激光器，寿命 >25000 小时	超声波分散器	防干烧型，50W
探测器数量	前向、侧向，共 80 个	报告格式	PDF、BMP、Word、Excel、JPG

订购信息： TR 1860—激光粒度分布仪