



电子分析天平

产品说明:

采用工业级磁平衡传感器、测量电路以及“双杰”专用的单片机计算机系统精心设计、制作而成的高品质电子称重仪器。产品精度更高、性能更稳。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品特点:

- 采用蓝色背光超大液晶显示（120×55mm），显示功能完备
- 采用德国 STL 研究所传感器软件技术，使仪器性能更稳定
- 四面防静电涂层玻璃防风罩，能有效的屏蔽外界静电的干扰，视野清晰
- 内置 RS232 标准接口，可选配连接打印机、计算机，内置下称钩称量等设备
- 单位转换：克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换

产品参数:

称量范围(g)：0-200

分辨率(d)：0.1mg

稳定时间：≤4S

净重：7.5kg

校准重量：200g

秤台尺寸：Φ80mm

体积（LxWxH）：355 mmx220 mmx325 mm

供电：220V/50Hz

订购信息：TR 6004/1——电子分析天平（内部校准）

TR 6004/2——电子分析天平（外部校准）