

锥板粘度计

产品说明:

中粘度流体：热熔胶、涂料、树脂、淀粉、丝印油墨、表面处理、有机溶剂、霜类、食品、凝胶、口香糖、
塑
料溶胶等

高粘度流体：胶粘剂、凝胶、密封剂、沥青、印刷油墨、巧克力、焦油、糖蜜、膏体、合成聚合物、环氧聚
合物、乙烯酯类、屋顶材料等



产品特点:

- 七寸宽大触摸屏，操作方便，显示信息丰富
- 选配 DV 数据采集和分析软件，可在电脑上直接显示温度、粘度等指标曲线
- 显示剪切速率和剪切应力指标
- 防静电外壳、自动升降定位设计
- 内置式 PT100 温度探头



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- ARM 芯片处理器，更快的处理数据速度
- 经久耐用的全新轴承设计
- 强大的人机交互界面
- 千兆网口数据通讯传输，传输数据快速可靠
- 支持外部 U 盘数据存储；单点、连续、定时三种保存方式任选
- 密码保护温度和粘度修正系数，允许用户在有可靠准确数据的前提下，自行修正温度和粘度修正系数
- 动力粘度与运动粘度的自动换算
- 多种粘度单位的任意互换
- 多种人性化的操作风格界面互换
- 随机附带强大的操作向导帮助
- 粘度值显示连续变化
- 超出测量范围有报警声提示
- 计算机全量程线性校正
- 交流电源适配器 100V-240V，抗干扰性好

产品参数：

参数	转子号：1130-01 剪切速率：13.3N 样品量：67 μ L	转子号：1130-02 剪切速率：13.3N 样品量：38 μ L	转子号：1130-03 剪切速率：13.3N 样品量：24 μ L	转子号：1130-04 剪切速率：3.3N 样品量：134 μ L	转子号：1130-05 剪切速率：3.3N 样品量：67 μ L
TR 1130 (400rpm)	47-469	90-938	180-1875	300-3750	600-7500
TR 1130 (750rpm)	25-250	50-500	100-1000	200-2000	400-4000



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

TR 1130 (900rpm)	20-208	40-417	80-833	170-1667	300-3333
参数	转子号: 1130-06 剪切速率: 3.3N 样品量: 30 μ L	转子号: 1130-07 剪切速率: 2.0N 样品量: 1700 μ L	转子号: 1130-08 剪切速率: 2.0N 样品量: 400 μ L	转子号: 1130-09 剪切速率: 2.0N 样品量: 100 μ L	转子号: 1130-10 剪切速率: 5.0N 样品量: 170 μ L
TR 1130 (400rpm)	1500-18750	78-787	313-3125	1250-12500	100-1250
TR 1130 (750rpm)	1000-10000	N/A	N/A	N/A	N/A
TR 1130 (900rpm)	800-8333	N/A	N/A	N/A	N/A

可选附件:

粘度标准液; 转子; DV 数据采集和分析软件

订购信息:

TR 1130--锥板粘度计